



Rogamos lean detenidamente la información de producto ante de su uso.

Por daños producidos por no tener en cuenta esta hoja de instrucción, no se hace responsable el fabricante.

#### 1. Descripción del producto

novo.lign A (Anterior) y novo.lign P (Posterior) son carillas dentales para la técnica de recubrimiento. Estas sustituyen a tener que recubrir individualmente por capas la carilla con composite. Se reduce la posible problemática de coloreamiento del composite, ya que la estructura de la superficie de la carilla dental es más homogénea y compacta al ser realizado de manera industrial.

#### 2. Indicaciones/ Campo de uso Creación de carillas para

- Prótesis y puentes removible como por ejemplo, en coronas telescópicas y cónicas (Coverdenture)
- Estructuras de esqueléticos
- Coronas revestidas con carillas o puentes con estructura de metal circonio estructuras de un plástico de alto rendimiento y cornas Jackets
- Estructura implantológica
- Prótesis o estructura provisional

#### 3. Contraindicaciones

Manipulación directo oral en boca (chairside).

#### 4. Consejos de peligrosidad y seguridad

Durante el repasado de la carilla se produce polvo de acrilato y produeri alguna reacción alérgica. Si hubiese otro tipo de efectos secundarios y riesgos rogamos informen a la casa bredent.

#### 5. Consejos de almacenamiento y durabilidad

Almacenar en lugar seco.

#### 6. Modo de empleo / Manipulación

Para crear una presentación funcional y estético de los dientes a restituir, se colocarán las carillas en su posición antes de realizar la estructura y se realizará una llave de silicona. A través de la llave de silicona se podrá modelar la estructura de manera correcta. Hay que tener en cuenta, que para la fijación o adhesión de las carillas deberá tener un espacio de aprox. 0,3 mm con el combo.lign (REF C02x4...). Al mismo tiempo se deberán crear retenciones mecánicas. A continuación se podrá colar la estructura modelada y repasada. Para pegar con combo.lign se deberá arenar con óxido de aluminio de 110 µ la estructura metálica y las carillas dentales novo.lign A y P. Una vez arenado la estructura metálica se puede acondicionar con el Silano-Pen (REF 320 0047 0) o un Metalkprimer, como por ejemplo, MKZ Primer y pincelar el opaquer. Antes de pegar las carillas acondicionar las mismas con visio.link (ver hoja de instrucciones) y pegar con combo.lign (tener en cuenta las hojas de instrucción).

#### Limpeza de la prótesis

Para la limpieza de la prótesis no utilizar ningun líquidido deliemiaza para prótesis reactivo. Limpiar con pasta dentrificas habituales y cepillos para prótesis.

#### 7. Datos técnicos

Ver informe realizado en Universidad de Jena (Klinikum der Universität Jena), solicítelo al fabricante.

#### 8. Símbolos utilizados

 Descripción de LOTE

#### 9. Consejos adicionales

La información sobre el producto se acoge a los últimos resultados y experiencias sobre el mismo. Por ello aconsejamos antes de su uso leer de nuevo la información sobre el producto. Estos datos de manipulación están basados en la propia experiencia. La persona que utiliza el producto es responsable de su utilización. La casa bredent no se hace responsable por su hubiese algún fallo o mal resultado, ya que no tiene ninguna influencia en la manera de utilización de la persona que lo manipula.