

Gebrauchsanweisung

beautyssetup Ästhetikergänzungswachs

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen!

1. Produktbeschreibung

beautyssetup Ästhetikergänzungswachs ist ein rückstandslos ausbrennbares Wachs zum Aufstellen und Modellieren.

2. Einsatzbereich

beautyssetup Ästhetikergänzungswachs wird für die Erstellung von ästhetischen Setups angewendet. Es eignet sich für die Gusstechnik, da es rückstandslos ausbrennbar ist. beautyssetup Ästhetikergänzungswachs ist insbesondere für das visio.lign Verblendschalensystem konzipiert. Fehlende anatomische Bestandteile werden mit beautyssetup Ästhetikergänzungswachs ergänzt. beautyssetup Ästhetikergänzungswachs hell (REF 430 0030 0) und dunkel (REF 430 0031 0) ermöglichen durch Mischen eine individuelle Einfärbung der zu vervollständigenden Bereiche.

3. Indikation

Komplettieren, Modellieren und Aufstellen von ästhetischen Aufstellungen von Verblendschalen und Kunststoffzähnen zur Anprobe im Mund.

4. Kontraindikation

Nicht für dauerhaften Einsatz im Mund geeignet.

5. Anwendung

beautyssetup Ästhetikergänzungswachs wird im üblichen Verfahren durch Aufschmelzen mit Wachsmodellierinstrumenten verflüssigt und wie andere klassische Modellierwache aufgetragen und weiterverarbeitet.

6. Lagerungshinweise

beautyssetup Ästhetikergänzungswachs vor Sonneneinstrahlung schützen und bei 10° C – 25° C lagern.

7. Verwendete Symbole

	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargenbezeichnung
	Temperaturbegrenzung
	vor Sonnenlicht schützen

8. Sonstige Hinweise

Die Angaben dieser Gebrauchsanweisung werden stets den aktuellsten Ergebnissen und Erfahrungen angepasst. Wir empfehlen daher, vor Benutzung einer neuen Packung, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Diese unverbindlichen Anwendungsempfehlungen beruhen auf eigenen Erfahrungen. Der Benutzer ist für die Anwendung des Produktes selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da bredent GmbH & Co.KG keinen Einfluss auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadenersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

Ausgabe: 2008-11-05/0D

Instructions for use

beautyssetup Aesthetic add-on wax

Before using the product, please read these instructions for use carefully!

1. Product description

beautyssetup aesthetic add-on wax is a wax for set-ups and the fabrication of models and burns out without leaving any residue.

2. Indication range

beautyssetup aesthetic add-on wax is used to prepare aesthetic set-ups. It is particularly suitable for the casting technique (CoCr work) since it burns out without any residue. beautyssetup aesthetic add-on wax is especially intended to be used for the visio.lign veneer system. Missing anatomical characteristics can be added using beautyssetup aesthetic add-on wax. Individual coloring of areas to be completed is achieved by mixing beautyssetup aesthetic add-on wax light (REF 430 0030 0) and dark (REF 430 0031 0).

3. Indication

Completing, modeling and setting up aesthetic set-ups of veneers and artificial teeth for oral try-in.

4. Contraindication

Not suitable for permanent use in the mouth.

5. Application

Based on the standard procedure, beautyssetup aesthetic add-on wax is melted with wax modelling instruments, applied and processed just like other classic modelling waxes.

6. Storage information

Protect beautyssetup aesthetic add-on wax against sunlight and store at 0° C – 25° C.

7. Symbols

	Observe instructions for use
	Lot number
	Temperature limit
	protect against sunlight

8. Additional information

The information contained in these instructions for use is always updated according to the latest knowledge and experience. Therefore we recommend reading the instructions for use again before using a new package. These non-binding user recommendations are based on our own experience. The user himself is responsible for processing the product. Liability for incorrect results shall be excluded since bredent GmbH & Co.KG does not have any influence on further processing. Any occurring claims for damages may only be made up to the value of our products.

edition: 2008-11-05/GB

Mode d'emploi

beautyssetup Cire complémentaire esthétique

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit!

1. Description du produit

beautyssetup est une cire complémentaire esthétique auto-calcinable pour le montage des dents et la sculpture.

2. Domaine d'utilisation

La cire complémentaire esthétique beautyssetup s'utilise pour la réalisation de montages esthétiques des dents. Elle se prête bien à la technique de coulée car elle calcine sans laisser de résidus. La cire complémentaire esthétique beautyssetup a tout particulièrement été conçue pour les facettes cosmétiques visio.lign. Les éléments anatomiques manquants sont alors complétés avec de la cire complémentaire esthétique beautyssetup. On obtient une coloration personnalisée des zones à compléter en mélangeant la cire complémentaire esthétique beautyssetup claire (REF 430 0030 0) et la cire foncée (REF 430 0031 0).

3. Indications

Pour compléter, sculpter et la mise en place de montages esthétiques de facettes cosmétiques et de dents en résine dans le cadre de l'essai en bouche.

4. Contre-indication

N'est pas indiquée pour l'utilisation continue en bouche.

5. Mise en œuvre

Faire fondre la cire complémentaire esthétique beautyssetup selon les procédés courants à l'aide d'instruments à sculpter la cire, puis appliquer et mettre en œuvre tel qu'il est d'usage pour d'autres cires à sculpter classiques.

6. Recommandations de stockage

Protéger la cire complémentaire esthétique beautyssetup contre les rayons du soleil et stocker entre 10° C – 25° C.

7. Symboles utilisés

	Observer le mode d'emploi
	Désignation du lot
	Limite de température
	Protéger contre les rayons de soleil

8. Divers

Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'utiliser un nouveau coffret. Les conseils d'utilisation donnés n'ont qu'une valeur indicative et reposent sur notre propre expérience. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation du produit. Aucune responsabilité du fabricant ne pourra être engagée en cas de résultats défectueux, bredent GmbH & Co.KG n'ayant aucune influence sur les étapes ultérieures de mise en œuvre. Toute indemnisation éventuelle se limitera à la valeur du produit.

édition: 2008-11-05/OF

Istruzioni d'uso

beautyssetup Cera estetica

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo del prodotto.

1. Descrizione del prodotto

La cera estetica beautyssetup è una cera calcinabile che non lascia residui ed è indicata per il montaggio delle faccette estetiche e per la modellazione.

2. Campo d'applicazione

La cera estetica beautyssetup viene utilizzata per la realizzazione di set-up estetici. È particolarmente indicata nella tecnica di fusione, poichè è calcinabile e non lascia residui. La cera estetica beautyssetup è stata ideata in particolare per il sistema di rivestimento estetico visio.lign. Con la cera estetica beautyssetup vengono completate le zone anatomiche mancanti. Le cera estetica beautyssetup, disponibile nei due colori chiaro (REF 430 0030 0) e scuro, (REF 430 0031 0) permette grazie alla miscelazione, una colorazione individuale delle zone da completare.

3. Indicazioni

Completamento, modellazione e montaggio di faccette estetiche ed elementi pieni preconfezionati per la prova estetica nel cavo orale.

4. Controindicazioni

Non è indicata per un uso durevole nel cavo orale.

5. Utilizzo

La cera estetica beautyssetup viene sciolta come di consueto e con gli strumenti da modellazione come per le altre cere classiche da modellazione viene applicata e lavorata.

6. Indicazioni di conservazione

Proteggere la cera estetica beautyssetup dall'esposizione ai raggi solari e conservare ad una temperatura compresa tra 10° C e 25° C.

7. Simboli utilizzati

	Leggere le istruzioni d'uso
	Codice del lotto di produzione
	Limiti di temperatura
	Proteggere dai raggi solari

8. Ulteriori indicazioni

Queste istruzioni d'uso sono costantemente aggiornate in base alle più recenti esperienze e conoscenze. Consigliamo perciò, prima dell'uso di una nuova confezione, di leggere nuovamente le istruzioni d'uso. Questi consigli all'utente non sono vincolanti e si basano sulle esperienze aziendali. L'utente è personalmente responsabile dell'utilizzo del prodotto. La bredent GmbH & Co.KG non si assume alcuna responsabilità per risultati non conformi, poichè non ha alcuna influenza sulle lavorazioni successive. Nel caso in cui, tuttavia, fosse richiesto un risarcimento dei danni, questo sarà commisurato esclusivamente al valore commerciale dei nostri prodotti.

edizione: 2008-11-05/OI

bredent

GmbH & Co.KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-22 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-24
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com



beautyssetup Cera estética para montaje

Rogamos lean antes de usar el producto detenidamente la hoja de instrucciones!

1. Descripción de producto

beautyssetup Cera estética para montaje es una cera que combustiona sin dejar residuos para montajes y modelados.

2. Aplicaciones

beautyssetup Cera estética para montaje se utilizará para la creación del montaje estético de un Setup. Esta indicado para la técnica de colado, ya que combustiona sin dejar residuos. beautyssetup Cera estética para montaje se ha concebido para ser utilizado con el sistema de carillas visio.lign. Zonas anatómicas faltantes se podrán reproducir con la Cera estética para montaje beautyssetup. La beautyssetup Cera estética para montaje clara (REF 430 0030 0) y oscura (REF 430 0031 0) se pueden mezclar entre sí dando una nueva posibilidad de caracterización de las zonas que faltan.

3. Indicación

Completar, modelar y montaje estético de carillas y dientes para su prueba en boca.

4. Contraindicaciones

No esta indicada para una utilización permanente en boca.

5. Manipulación

beautyssetup Cera estética para montaje se trabajará como de costumbre por medio de un instrumento caliente fundiendo la cera y colocándola en la zona que se desee.

6. Consejo de almacenamiento

Almacenar beautyssetup Cera estética para montaje a una temperatura de 10° C - 25° C y fuera de los rayos del sol.

7. Sistema utilizados



tener en cuenta a hoja de instrucción



Descripción de lote (Chargen)



Limite de temperatura



proteger de los rayos de la luz

8. Otros consejos

La información sobre el producto se acoge a los últimos resultados y experiencias sobre el mismo. Por ello aconsejamos antes de su uso leer de nuevo la información sobre el producto. Todos los consejos con respecto a su manipulación se basan en nuestra propia experiencia y solo se podrá ver como información orientativa. Nuestros productos están constantemente a desarrollo. Nos reservamos el derecho de cualquier cambio en su construcción y composición.

edición: 2008-11-05/OE